


## پیش نیازها و نکاتی در مورد نصب نرم افزار 9 Connexx

۱- حداقل ۵ گیگا بایت فضای خالی در هارد دیسک

۲- حداقل ۴ گیگا بایت حافظه رم (RAM)

۳- اندازه تصویر صفحه نمایش خود را در حالت  $1280*1024$  یا بالاتر

۴- سیستم عامل ویندوز ۸ و بالاتر - ۶۴ بیت (اگر از ویندوز ۷ استفاده میکنید ، قبل از نصب نرم افزار کانکس باید تمامی نرم افزار های پیش نیاز که داخل پوشه SetupPrerequisites قرار دارد را نصب کنید. همچنین می بایست ویندوز شما کاملا به روز شده باشد- در غیر اینصورت پیشنهاد می شود ویندوز ۱۰ نصب کنید.)



۵- ابتدا نرم افزار کانکس مربوط به برند Signia نصب گردد.